



inline

Taper 2% 4% 6%
IP51S IP40 IP60

Taper 2% 4% 6%
IP49 IP04 IP06

IP52



IP46



IP53



IP50

IP51



IP45




IP55



ALC/25



FRP



PF/V
PF/C



CONI DI GUTTA PERCHA (arrotolati a mano)

IP49	Inline gutta percha points stand. Color coded - conf in tubetti da 120 pz 8-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100 assortite 15-40 / 45-80 / 90-140
IP04 taper 0,04 4%	Inline gutta percha points stand. Color coded - conf in tubetti da 120 pz 15-20-25-30-35-40-45; assortite 15-40
IP06 taper 0,06 6%	Inline gutta percha points stand. Color coded - conf in tubetti da 120 pz 15-20-25-30-35-40-45; assortite 15-40
IP50	Inline gutta percha points rosa non standardizzate - conf da 100 pz XF-FF-MF-F-FM-M-ML-L-XL; assortite MF-M
IP55	Inline gutta percha points PT color coded - conf da 60 pz in scomparti (slide box) F1-F2-F3-F4-F5 assortite F1-F3
BP42	Kono gutta percha points stand. - color coded - conf da 120 pz 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80; assortite 15-40/45-80

CONI DI CARTA ASSORBENTE (arrotolati a mano)

IP46	Inline paper points stand. Color coded - conf. da 200 pz in scomparti 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80 (slide box); assortite 15-40/45-80
IP51	Inline paper points stand. Color coded - conf. da 200 pz in tubetti 10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80 conf. da 200 pz assortite 15-40/45-80 conf. da 150 pz 90-100; assortite 90-140
IP53	Inline paper points non standardizzate - conf. da 200 pz in scomparti XF-F-M-C-XC; assortite XF-C
IP51S	Inline paper points sterili standardizzate conf. da 200 pz in blister 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80; assortite 15-35/40-60
IP40 taper 0,04 4%	Inline paper points sterili standardizzate conf. da 200 pz in blister 15-20-25-30-35-40-45; assortite 15-35
IP60 taper 0,06 6%	Inline paper points sterili standardizzate conf. da 200 pz in blister 15-20-25-30; assortite 15-25
IP52	Inline paper points sterili non standardizzate conf. da 200 pz in blister XF-F-M-C-XC; assortite XF-XC
BP40	Kono paper points stand. Color coded conf. da 200 pz in scomparti 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60; assortite 15-40/45-80
IP54	Inline endo aide contenitore in plastica per coni – colori bianco o blu
IP45	Inline paper points PT color coded - conf da 60 pz in scomparti (slide box) F1-F2-F3-F4-F5 assortite F1-F3

PERNI ENDOCANALARI

PFV	Perni in fibra di vetro - Misure: 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1.60 conf. 10pz
PFC	Perni in fibra di carbonio - Misure: 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1.60 conf. 10pz
FRP	Fresa per perni - Misure: 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 conf. 1pz

AGHI PER LAVAGGIO CANALARE

ALC/25	Inline Endo 25G - 0,5 x 25mm doppio foro - conf 25 pz.
--------	--

INLINE THERMOBTURATOR - Otturatore endodontico



IP90

IP90



INLINE ENDO INSTRUMENTS - Strumenti canalari



LP32

G32

L25


LCM25




K21
K25
K28
K31



R25



H25
H31




inline

INLINE THERMOBTURATOR - Otturatore endodontico

- Flessibili per i canali difficili
- Rapido, efficiente, affidabile e riempito in pochi secondi
- Compatibile con tutti i sistemi manuali e rotanti
- Caratteristiche speciali per il riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Sicuro e semplice da usare, anche nell'eliminazione della gutta percha in eccesso

IP90 - Confezione da 6 pz. misure:

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60



REF IP91 - FORNETTO PER IL RISCALDAMENTO DEL THERMOBTURATOR
Tempo di riscaldamento da 1 a 3 minuti, mantiene gli otturatori pronti all'uso per 15 minuti.

INLINE ENDO INSTRUMENTS - Strumenti canalari

K-FILES													
REF K21	mm 21	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF K25	mm 25	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF K28	mm 28	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF K31	mm 31	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40

H-FILES													
REF H21	mm 21		08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
REF H25	mm 25		08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF H28	mm 28		08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF H31	mm 31		08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40

REAMERS												
REF R25	mm 25		08	10	15	20	25	30	35			15/40

GATES						
REF G32	mm 32	01	02	03	04	05



PEESO						
REF LP32	mm 32	01	02	03	04	05




LENTULO					
REF L25	mm 25	25	30	35	40



LENTULO con molla					
REF LCM25	mm 25	25	30	35	40





inline

AGHI MONOUSO PER ANESTESIA

A27/25 Aghi sterili 27G - 0,4 x 25mm. - arancione - conf 100 pz.

A27/38 Aghi sterili 27G - 0,4 x 38mm. - azzurro - conf 100 pz.

A30/12 Aghi sterili 30G - 0,3 x 12mm. - beige - conf 100 pz.

A30/16 Aghi sterili 30G - 0,3 x 16mm. - marrone - conf 100 pz.

A30/21 Aghi sterili 30G - 0,3 x 21mm. - blu - conf 100 pz.

A30/25 Aghi sterili 30G - 0,3 x 25mm. - verde - conf 100 pz.

MISURE DISPONIBILI - COLORI

27G

25 mm
0,4 x 25 mm

38 mm
0,4 x 38 mm



30G

12 mm
0,3 x 12 mm

16 mm
0,3 x 16 mm

21 mm
0,3 x 21 mm

25 mm
0,3 x 25 mm

SIRINGHE PER ANESTESIA

S240 Siringa senza aspirazione

S241 Siringa autoaspirante

S245 Siringa con aspirazione (aspirale) - 3 anelli

S245/R Raccordo ricambio per siringa

S247 Siringa con aspirazione (a freccia) - 2 anelli

REF IMT



REF IMT/B



REF IMR



REF IMC




REF IOT



REF IOT/C



REF IW05/P




EG04/100



EG26N/100



EG03/100



inline

PUNTALI MISCELATORI - INTRA ORAL TIPS

REF IMT	Puntali Miscelatori GIALLI - conf da 50 pz
REF IMT/B	Puntali Miscelatori BLU - conf da 50 pz
REF IOT	Terminali per IMT - conf da 48 pz e da 100 pz
REF IMR	Puntali Miscelatori per RESINA - conf da 50 pz
REF IMC	Puntali Miscelatori per CORE - conf da 50 pz
REF IOT/C	Terminali per IMC - conf da 50 pz
REF IWG05/P	Puntali per Gel sbiancante - conf da 10 pz

AGHETTI RICAMBIO

EG03/100	Ricambio aghi BLU DIRITTI - conf. da 100 pz
EG04/100	Ricambio aghi BLU CURVI - conf. da 100 pz
EG26N/100	Ricambio aghi NERI CURVI - conf. da 100 pz



CA03



CA02



CA04





CA01



CA08



CA17



CARTA PER ARTICOLAZIONE BICOLORE blu-red

- CA01 Inline articulating paper - FINE - 80 micron - lineare 12 x 12 fogli
CA02 Inline articulating paper - FINE - 80 micron - ferro di cav. 6 x 12 fogli

CARTA PER ARTICOLAZIONE BLU

- CA03 Inline articulating paper - FINE - 80 micron - ferro di cav. 6 x 12 fogli

CARTA PER ARTICOLAZIONE LINEARE

- CA08 Inline articulating paper - red - X-FINE - 40 micron - 12 x 12 fogli
CA04 Inline articulating paper - blu - FINE - 80 micron - 12 x 12 fogli
CA17 Inline articulating paper - blu - SPESSA - 200 micron - 12 x 12 fogli

PINZETTE PER CARTA ARTICOLAZIONE

- CAP5 Pinzette per carta articolazione - diritta
CAP6 Pinzette per carta articolazione - curva




KIT CP18 ANTERIORI



KIT CP12 POSTERIORI




CRA5 - ANTERIORI
CRM5 - POSTERIORI



inline

CORONE PROVVISORIE IN POLICARBONATO

ANTERIORI	CP18	Inline polycarbonate crowns - cofanetto da 180 pz.
	CRA5	Inline polycarbonate crowns - ricambi da 5 pz.
MOLARI	CP12	Inline polycarbonate crowns - cofanetto da 120 pz.
	CRM5	Inline polycarbonate crowns - cofanetto da 5 pz.



MOLARI SUPERIORI (+)					MOLARI INFERIORI (-)				
	6+	+6	7+	+7	6-	-6	7-	-7	
misure	D	S	D	S	D	S	D	S	misure
1	6+1	+6.1	7+1	+7.1	6-1	-6.1	7-1	-7.1	1
2	6+2	+6.2	7+2	+7.2	6-2	-6.2	7-2	-7.2	2
3	6+3	+6.3	7+3	+7.3	6-3	-6.3	7-3	-7.3	3
4	6+4	+6.4	7+4	+7.4	6-4	-6.4	7-4	-7.4	4
5	6+5	+6.5	7+5	+7.5	6-5	-6.5	7-5	-7.5	5



inline



FILO RETRATTORE "INLINE CORD"

Realizzato in 100% cotone, non impregnato.

Prodotto come una robusta maglia concatenata, permette di contenere una maggiore quantità di soluzione emostatica, fornendo un ottimo supporto per l'assorbimento.

Efficace nella retrazione gengivale, offre un facile posizionamento nel solco.


Estremamente facile e conveniente nel tagliare il filo.

Lama in acciaio inox all'interno del tappo:

- Taglia il filo automaticamente nel chiudere il coperchietto
- Trattiene l'estremità del filo dentro il coperchietto in modo che non rientri nella confezione dopo il taglio.
- Protegge dalla contaminazione incrociata

Per una rapida e facile identificazione nel solco è disponibile in 6 misure codificate a colori.


- Ogni flacone dispenser contiene 254 cm di filo retrattore non impregnato.
- 000 (XX-fine), 00 (X-fine), 0 (Fine), 1 (Medium), 2 (Coarse), 3 (X-Grossa)



IWG05



IHB



inline

GEL SBIANCANTE PROFESSIONALE

IWG05 Inline whitening gel

Kit 2 siringhe da 2,5 ml di perossido di idrogeno al 38% + diga liquida

DIGA LIQUIDA

DI01 Inline Diga liquida

Diga liquida 2 siringhe da 1,5 ml + 3 puntali

GEL SBIANCANTE DOMICILIARE


IHB Inline home bleaching gel

Kit 3 siringhe da 3 ml di perossido di carbamide al 16% + byte

IP



KC05



KC01



EC12



EC60




KC02/N

KC02/M

KC02/R

KC02/NF

KC02/RF



inline

SS WHITE

- IP Impression Paste - pasta per impronte monofase a base di ossido di zinco eugenolo
1 tubo pasta bianca da 150 gr
1 tubo pasta rossa da 60 gr e blocco per impasti
- KC05 400 Microapplicatori - manico colorato - XFine, Fine, Regular.
- KC01 100 pennellini neri orientabili - manico colorato Blu / Rosa

PENNELLINI


- KC02/R 100 pennellini bianchi - gambo bianco XF -M
- KC02/N 100 pennellini neri - gambo bianco XF -M
- KC02/RO 100 pennellini neri - gambo rosso M
- KC02/M Manico per pennellini

MORDENZANTE

- EC12 Acid Etch Gel acido ortofosforico al 37% Blu
siringa da 12 ml e 12 puntali
- EC2X3 Acid Etch Gel acido ortofosforico al 37% Blu
2 siringhe da 3 ml e 6 puntali
- EC60 Acid Etch Gel acido ortofosforico al 37% Blu
siringa da 60ml, 30 puntali e 3 siringhe vuote
da 3ml con raccordo di riempimento



DV
DB



inline

GANCI PER DIGA - REF GD1

ANTERIORI



212



9



6

PREMOLARI



00



0



1



1A



2



2A



27N

MOLARI



3



4



7



8



8A



12A

MOLARI



13A



14



14A



26



26N




27



S274

DIGA IN LATTICE NATURALE INLINE E STRUMENTI

- DV/ Conf da 36 fogli - F-M-S - verde - menta
- DB/ Conf da 36 fogli - F-M-S - blu - bubblegum
- S270 Pinza Fora Diga tipo Ivory
- S271 Pinza Porta uncini tipo Ivory
- S275 Pinza Fora Diga Ainsworth
- S276 Pinza Porta uncini Palmer
- S277/1 Telaio per diga - normale cm10
- S277/2 Telaio per diga - grande cm13
- S274 Kit per diga:
 - Pinza fora diga/1 - Pinza porta uncini/1
 - Telaio per diga/1 - uncini/5 - diga in lattice/1



PRC421



PR14

PR10



TD10



TD11



TD09



TD12



S269



PR1



PR2




S268



S280



S281




S266



S285/M






S286



inline

STRUMENTI

PRC421	Portarulli salivari con cassetto colori: bianco - grigio
PR1	Pinzetta portalastrina in acciaio inox 5 cm
PR2	Pinzetta portalastrina in acciaio inox 8 cm
PR10	Asta da 10 portalastrine in acciaio inox 25 cm
PR14	Asta da 14 portalastrine in acciaio inox 30 cm
TD12	Tazzine in silicone da 5 ml
TD09	Tazzine in silicone da 15 ml
TD10	Tazzine in silicone da 25 ml
TD11	Tazzine in silicone da 50 ml
S268	Pennellessa nettafrese in ottone
S269	Spazzolino per frese in ottone cromato
S280	Farabeuff (coppia) cm12
S281	Farabeuff (coppia) cm15
S286	Pinza porta strumenti inox
S285/M	Catenelle portasalviette in metallo
S266	Misuratore canalare inox



STRUMENTI

IV10	Lampada alcool in vetro trasparente coperchio in metallo - 100 ml
IV05/R	Stoppino cotone - ricambio lampada alcool vetro
IV18	Porta rifiuti - vetro opalino - coperchio inox
IV60	Kappen quadri colori: trasparente - blu - marrone - verde - rosa - giallo
IV62	Base per kappen a 5 posti
IV63	Dappen colori: trasparente - blu - rosa - verde - marrone - opalino - giallo
IV80	Piastra vetro 12x9x0,5cm
IV81	Piastra vetro 15x9x1,5cm
VP06	Capsule petri diametro 6 cm
VP08	Capsule petri diametro 8 cm
VP10	Capsule petri diametro 10 cm
VP12	Capsule petri diametro 12 cm
S292	Porta cotone con molla acciaio inox - h 80mm diametro 50mm
S293	Porta rifiuti acciaio inox - h 80mm diametro 50mm
S265	Lampada ad alcool inox



S107



S105



S115
S117



S116



S300



BM10



LB50/10 LB50/11



LB50/12 LB50/12B



LB50/15 LB50/15C



SPECCHIETTI

S103P - piani

S103C - concavi


S104R - rodio

S102F - riflessione frontale

SPECCHIETTI ECONOMY

S100E - piani

S101E - riflessione frontale



inline

STRUMENTI

- S115 Pinzetta emostatica Mosquito diritta cm12,5
- S116 Pinzetta emostatica Mosquito curva cm12,5
- S117 Pinzetta emostatica Mosquito diritta 16 cm
- LB50 Lame per bisturi sterili conf. da 100 pz. - forme: 10-11-12-12B -15-15C
- BM10 Bisturi monouso sterili conf. da 10 pz. - forme: 10-11-12-12B -15-15C
- S102F Specchietti a riflessione frontale, acciaio inox, misure 4-5
- S103P Specchietti piani, acciaio inox, misure 3-4-5-6
- S103C Specchietti concavi, acciaio inox, misure 3-4-5-6
- S104R Specchietti piani al rodio, acciaio inox, misure 3-4-5-6
- S105 Manici per specchietti ottagonali pieni
- S107 Manici per specchietti vuoti

- S101E Specchietti economy piani 4-5
- S100E Specchietti economy a riflessione frontale 4-5



A390/ A1 A2 A4 A5



A390/ B1 B2 B4 B5



A390/ F1 F2 F4 F5



A390/ H1 H2 H4 H5



CF251/ G13 G14 G15



CF250/ B13 B14 B15 B17 B19



CF151/ G13 G14 G15



CF150/ B13 B14 B15 B17 B19



C2



C3




C7



M410/8



C8



inline

ABRASIVI IN SILICONE MONTATI - R.A. per compositi

A390/A 1 passaggio - colore giallo - conf. da 12 punte A1-2-4-5

A390/B 2 passaggio - colore grigio - conf. da 12 punte B1-2-4-5

ABRASIVI IN SILICONE MONTATI - R.A. per amalgama

A390/F 1 passaggio - colore marrone - conf. da 12 punte F1-2-4-5

A390/H 2 passaggio - colore verde - conf. da 12 punte H1-2-4-5

COMPOSITE FINISHING POINTS - FG - R.A. - rifinitura composito

ceramica in micrograna ossido d'alluminio

CF150 Conf. da 6 punte - FG - forme: B13-14-15-17-19

CF250 Conf. da 6 punte - RA - forme: B13-14-15-17-19

AMALGAMA FINISHING POINTS - FG - R.A. - rifinitura oro - leghe

CF151 Conf. da 6 punte - FG - forme: G13-14-15

CF251 Conf. da 6 punte - RA - forme: G13-14-15

SPAZZOLINI PER PROFILASSI

SP03/C2 Spazzolini R.A. in setola naturale - conf. da 10 pz - C2

SP03/C3 Spazzolini R.A. in nylon - conf. da 10 pz - C3

SP0310/C2 Spazzolini R.A. in setola naturale - busta da 100 pz - C2

SP0310/C3 Spazzolini R.A. in nylon - busta da 100 pz - C3

COPPETTE PER PROFILASSI

PC02C7 Latch proph cups RA conf da 12 pz

PC02C7/36 Latch proph cups RA conf da 36 pz


PC02C8 Latch proph cups Snap-on conf da 48 pz

PC02C8/14 Latch proph cups Snap-on conf da 144 pz

M410/8 Mandrini per Snap-on - confezione da 3 pz.

PC/V

S238



CL40

S233
S235



S210 5/6/7

S200

S201

CL10

S211


S202



CD20



CD20/ASS



inline

MATRICI INLINE

S232	Matrici inox per portamatrici Tofflemire 102 - conf. 12 pz
S233	Matrici inox per portamatrici Tofflemire 101 - conf. 12 pz
S233/3	Matrici inox per portamatrici Tofflemire 103 - conf. 12 pz
S233/13	Matrici inox per portamatrici Tofflemire 113 - conf. 12 pz
S23503	Matrici inox a nastro spessore 0,03 - h.5-6-7 - conf. da 10 mt
S23504	Matrici inox a nastro spessore 0,04 - h.5-6-7 - conf. da 10 mt
S23505	Matrici inox a nastro spessore 0,05 - h.5-6-7 - conf. da 10 mt
S23303	Matrici inox a nastro spessore 0,03 - h.5-6-7 - conf. da 3 mt
S23304	Matrici inox a nastro spessore 0,04 - h.5-6-7 - conf. da 3mt
S23305	Matrici inox a nastro spessore 0,05 - h.5-6-7 - conf. da 3 mt
S23805	Matrici trasparenti a nastro in poliestere - spessore 0,05 h 6-8-10 - mt. 15

PORTAMATRICI INOX

S200	Portamatrice Tofflemire Universale
S201	Portamatrice Tofflemire Senior
S202	Portamatrice Tofflemire Junior
S210	Portamatrice Ivory - h.5-6-7
S211	Portamatrici Ivory - dx e sx (coppia)

CUNEI IN LEGNO D'ACERO



CL10	Colori: ROSA - ARANCIO/11mm - BLU/12mm VERDE/13mm - GIALLO/15mm conf. da 100 pz
CL40	Colori: ROSA - BLU - VERDE - GIALLO conf. assortita da 400 pz.

CODE RINGS - anelli codificatori per strumenti

CD20	Conf da 50 pz. colori: VIOLA, BLU, NERO, GIALLO, VERDE, BIANCO, ROSA, BEIGE, ROSSO, GRIGIO
CD20/ass	Conf da 200 pz - colori assortiti

PERNI CALCINABILI


PC/V	Perni calcinabili Verdi
PC/R	Perni calcinabili Rosa




inline

STRUMENTI PER LO STUDIO

- S120/23 Sonda curva
- S120/3 Sonda dritta
- S185/70 Spatola per cementi
- S185/72 Spatola per cementi
- S185/74 Spatola per cementi
- S108 Pinzetta per medicazione College cm15
- S109 Pinzetta per medicazione Meriam cm16
- S110 Pinzetta per medicazione Flagg cm16
- S111 Pinzetta per medicazione Flagg con fermo cm16
- S240 Siringa senza aspirazione
- S245 Siringa con aspirazione (aspirale) - 3 anelli
- S247 Siringa con aspirazione (freccia) - 2 anelli
- S260 Martello leva corone inox
- S260/1 Ponte di ricambio per martello leva corone
- S260/2 Ponte di ricambio per martello leva corone



S313



S312




S309




S311



S310




S316/1



S316/2




S316/3



S316/4



S316/5



S314



S301



S302




S301/A



S302/A



S305



COLTELLI


S301	Coltello per cera 13 cm.
S302	Coltello per cera 17 cm.
S301/A	Coltello per cera a cucchiaino 13 cm.
S302/A	Coltello per cera a cucchiaino 17 cm.
S305	Coltello per gesso con apriamuffola - Gritman
S309	Le-cron modello Sirchia
S310	Le-cron
S311	Le-cron piccola
S312	Hylin 4422 manico quadrato
S313	Zahle
S314	Spatola Gritman
S316/1-2-3-4-5	Strumenti di Peter Thomas singoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5
S316/SC Kit 5	Strumenti di Peter Thomas

S320

S314/A
S314/B




S308




S329



S360



S410



S411



inline

CALIBRI

S306	Calibro decimale per cera IWANSON
S307	Calibro decimale per metallo IWANSON
S308	Calibro Boley
S314/A	Pinza lunga per laboratorio cm. 25
S314/B	Pinza lunga per laboratorio cm. 30
S320	Spatola per gesso
S329	Forbice per corone
S360	Astucci blu vuoti per 12 strumenti
S410	Tray in acciaio inox misura 20 x 10 x 1 cm
S411	Tray in acciaio inox misura 20 x 15 x 1 cm



MT790



PF50



S338



S332




S332/P



S330



S333



inline

PLACCHE FOTOPOLIMERIZZABILI - superiori

PF50 Conf. da 50 pz. colori: bianche - blu - rosa

MICRO TORCH

MT790 Microsaldatore ad accensione piezoelettrica - temperatura fiamma 1300jC ricarica con gas butano non compresa

STRUMENTI PER LABORATORIO

S330 Pinze per laboratorio 351 concava convessa

S332 Pinza Universale

S332P Pinza Universale piatta

S333 Pinza Waldasachs

S338 Cesoia tagliagesso



D1 D2 D4 D5 D6 D7 E1 E2 C1 C2 C3



MP1 MP2 MP3 PF/ M B R M410/6 M413/2 M411/3 M412/4 M410/2 M410/3 M410/5



355/22 357/22 RS1 RS2 CC1 CC2 CC3 CC4



E400-401 22 X 0,2 E402-403 22 X 0,3 E801 - E802 1 lato - 2 lati 22 X 0,6 E500 24 X 0,6 E600 32 X 1,6 E700 38 X 1,0



ABRASIVI IN SILICONE MONTATI H.P. - PER RESINA - massimo 10.000 rpm

D395/D 1 passaggio colore grigio scuro - conf. da 6 punte - forme D1/2/4/5/6/7

E395/E 2 passaggio colore grigio chiaro - conf. da 6 punte - forme E1/2

ABRASIVI IN SILICONE MONTATI H.P. - PER CERAMICA

C395/C1 1 passaggio sgrassare - colore grigio scuro - conf. da 12 punte

C395/C2 2 passaggio levigare - colore azzurro - conf. da 12 punte

C395/C3 3 passaggio lucidare - colore grigio chiaro - conf. da 12 punte

PUNTE IN FIBRA DI CERAMICA E RESINA

PF/M Punta marrone fibra grande

PF/B Punta blu fibra media

PF/R Punta rossa fibra piccola

MINI POINTS - rifinitura e lucidatura oro nelle parti occlusali

G3/MP1 1 passaggio - colore marrone - conf. da 12 punte con mandrino

G3/MP2 2 passaggio - colore verde - conf. da 12 punte con mandrino

G3MP1/36 1 passaggio - colore marrone - conf. da 36 senza mandrino

G3MP2/36 2 passaggio - colore verde - conf. da 36 senza mandrino

MINI POINTS - rifinitura e lucidatura ceramica nelle parti occlusali

G3/MP3 colore bianco - conf. da 12 punte con mandrino

G3MP3/36 colore bianco - conf. da 36 senza mandrino

MANDRINI

M410/2 Mandrini cromati per cilindretti

M410/3 Mandrini cromati per ruotine

M410/5 Mandrini cromati per carta vetro

M410/6 Mandrini per mini points

M411/3 Mandrini inox per ruotine

M412/4 Mandrini Jumbo per dischi separatori

M413/2 Mandrini riduttori FG-HP

DISCHI DIAMANTATI MONTATI

355/22 Dischi diamantati flessibili diametro 22mm - 2 lati

357/22 Dischi diamantati flessibili diametro 22mm - 1 lato

RUOTE EXTRA SOTTILI - spessore 1 mm - per parti interdentali

G3/RS1 1 passaggio - colore marrone - conf. da 30 pz.

G3/RS2 2 passaggio - colore verde - conf. da 30 pz.

Abrasivi per cromo - cobalto

G376/1CC Tipo duro conf. 100 pz. CC3-CC1

G376/1CC Tipo medio conf. 100 pz. CC4-CC2

DISCHI SEPARATORI PER LABORATORIO

E400 22x0,2mm conf. da 50 pz.

E401 22x0,2mm conf. da 100 pz.

E402 22x0,3mm conf. da 50 pz.

E403 22x0,3mm conf. da 100 pz.

E500 25x0,6mm conf. da 100 pz.

E600 32x1,6mm conf. da 100 pz.

E700 37x1,0mm conf. da 100 pz.

E801 22x0,6mm conf. da 100 pz. - 1 lato

E802 22x0,6mm conf. da 100 pz. - 2 lati



OL2



OL3



OL4



OL5



OL6



OL7



OB1



OB2



OB3



OB4



OB5



ISO1



ISO2



ISO3



ISO4



ISO5



AR2



AR3



AR4



AR5



AR6



CS1



CS2



CS3



CS4



CS5



CL1



CL3



CL2



CL4



CB1



CB2




CB3



CB4



CB5



inline

PRODOTTI IN SILICONE E GOMMA

Per oro - leghe preziose - 1° passaggio

G3703/OL	Lucidatura iniziale conf. 30 pz. OL1/2/3/4/7
G370L3/OL	Lucidatura iniziale conf. 30 pz. OL5 lenticolare 5/8
G370L3/OL	Lucidatura iniziale conf. 30 pz. OL6 lenticolare 7/8
G3701/OL	Lucidatura iniziale conf. 100 pz. OL1/2/3/4/7
G370L1/OL	Lucidatura iniziale conf. 100 pz. OL5 lenticolare 5/8
G370L1/OL	Lucidatura iniziale conf. 100 pz. OL6 lenticolare 7/8

Per oro - leghe preziose - 2° passaggio

G3713/OB	Brillantatura finale conf. 30 pz. OB1/2/5
G371L3/OB	Brillantatura finale conf. 30 pz. OB3 lenticolare 5/8
G371L3/OB	Brillantatura finale conf. 30 pz. OB4 lenticolare 7/8
G3711/OB	Brillantatura finale conf 100 pz. OB1/2/5
G371L1/OB	Brillantatura finale conf. 100 pz. OB3 lenticolare 5/8
G371L1/OB	Brillantatura finale conf. 100 pz. OB4 lenticolare 7/8

Per oro autolucidanti

G33/ISO	Autolucidanti conf. 30pz. ISO1/2/5
G3L3/ISO	Autolucidanti conf. 30pz. ISO3 lenticolare 5/8
G3L3/ISO	Autolucidanti conf. 30pz. ISO4 lenticolare 7/8
G31/ISO	Autolucidanti conf. 100pz. ISO1/2/5
G3L1/ISO	Autolucidanti conf. 100pz. ISO3 lenticolare 5/8
G3L1/ISO	Autolucidanti conf. 100pz. ISO4 lenticolare 7/8

Per acrilici e oro

G3753/AR	Rifinitura conf. 30 pz. AR1/2/3/4
G375L3/AR	Rifinitura conf. 30 pz. AR5 lenticolare 5/8
G375L3/AR	Rifinitura conf. 30 pz. AR6 lenticolare 7/8
G3751/AR	Rifinitura conf. 100 pz. AR1/2/3/4
G375L1/AR	Rifinitura conf. 100 pz. AR5 lenticolare 5/8
G375L1/AR	Rifinitura conf. 100 pz. AR6 lenticolare 7/8

Per ceramica e porcellana - 1° passaggio

G3723/CS	Sgrossare conf. 30 pz. CS1/2/5
G372L3/CS	Sgrossare conf. 30 pz. CS3 lenticolare 5/8
G372L3/CS	Sgrossare conf. 30 pz. CS4 lenticolare 7/8
G3721/CS	Sgrossare conf. 100 pz. CS1/2/5
G372L1/CS	Sgrossare conf. 100 pz. CS3 lenticolare 5/8
G372L1/CS	Sgrossare conf. 100 pz. CS4 lenticolare 7/8

Per ceramica e porcellana - 2° passaggio

G3733/CL	Levigare conf. 30 pz. CL1/3
G373L3/CL	Levigare conf. 30 pz. CL2 lenticolari 5/8
G373L3/CL	Levigare conf. 30 pz. CL4 lenticolari 7/8
G3731/CL	Levigare conf. 100 pz. CL1/3
G373L1/CL	Levigare conf. 100 pz. CL2 lenticolari 5/8
G373L1/CL	Levigare conf. 100 pz. CL4 lenticolari 7/8

Per ceramica e porcellana - 3° passaggio

G3743/CB	Lucidare conf. 30 pz. CB1/2/5
G374L3/CB	Lucidare conf. 30 pz. CB3 lenticolari 5/8
G374L3/CB	Lucidare conf. 30 pz. CB4 lenticolari 7/8
G3741/CB	Lucidare conf. 100 pz. CB1/2/5
G374L1/CB	Lucidare conf. 100 pz. CB3 lenticolari 5/8
G374L1/CB	Lucidare conf. 100 pz. CB4 lenticolari 7/8

LABORATORIO

PUNTE MONTATE A391


MARRONI (HP)

Per cromo cobalto




VERDI (HP)

Per oro - ceramica




ROSA (HP)

Per cromo cobalto - leghe - ceramica



BIANCHE (HP)

Per rifinitura leghe - ceramica



SP05 - SETOLA BIANCA: Ø19 - Ø21


SP06 - SETOLA NERA: Ø19 - Ø21

SP07 - PELO CAPRA: Ø19 - Ø21



ICL

ICL/RP



inline

INLINE CURING LIGHT

ICL Lampada LED per la fotopolimerizzazione - Blu/Silver

RICAMBI

ICL/RP Puntale ricambio lampada LED

ICL/RB Batteria ricambio lampada LED

PARAMETRI TECNICI

Potenza AC100/240v 50-60Hz

Potenza d'ingresso 5 W

Intensità luminosa 1500 - 2000 mW/cm²

Lunghezza d'onda 400 - 500nm

REF ICL

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa costante
(beep sonoro dopo 12 secondi) a 1500 mW/cm²

2° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa incrementale
graduale a 1500 mW/cm²

3° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa intermittente
a 1500 mW/cm²

4° Programma - 10 secondi ad emissione luminosa costante a 2000 mW/cm²

CONFEZIONAMENTO

- Lampada fotopolimerizzatrice (1 batteria Lithium-ion inclusa)
- Alimentatore
- Carica batteria
- Lente protettiva arancione
- Puntale fibra ottica
- Manuale d'istruzioni

GARANZIA

Corpo lampada 12 mesi

Batteria 6 mesi



***bm* DENTALE** S A S

C.so Casale 186/b - 10132 Torino (Italy)
Tel. +39 011 899 49 59
contact@bmdentale.com - www.bmdentale.com